



# Fritz

**Just scan it!**

**Ihr Digitalisierungshelfer für  
die virtuelle Mikroskopie**

**Erstklassige Bildqualität**

**In 15 min. zum Power User**

**Digital arbeiten zum  
Einstiegspreis**

**Wir sind für Sie da:  
vor Ort, remote, zeitnah**

**Made in Germany**



Eine Demo mit  
Fritz gefälltig?



Telefon: 49 (0) 8161 976 93 99







Email: sales@precipoint.de

Virtuelle  
Mikroskopiebilder  
online



## Fritz scans



## Fritz specs

<b>Scangeschwindigkeit</b>	2 min pro Objektträger <sup>1</sup>
<b>Unterstützte Objektive</b>	20x oder 40x Luft (Olympus)
<b>Barcode-Scannen</b>	Auf Anfrage
<b>Virtuelle Mikroskopieplattform</b>	Automatische Bildspeicherung (Lehr- und Seminarzwecke)
<b>Mikroskopierverfahren</b>	Durchlichtmikroskopie; LED
<b>Lieferumfang</b>	Digitalmikroskop + Computer + virtuelle Mikroskopieplattform Verschiedene Service und Supportpakete
<b>Abmessungen</b>	45 cm x 40 cm x 30 cm; 25 kg

*RUO (vorgesehen für den Einsatz in der nicht-klinischen Laborforschung)  
Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten*

<sup>1</sup> Abhängig von Probenpräparation, Scan-Parametern und Objektiven; 15x15 mm